

Endring i Interactor når prøve skal tas eksternt

12. februar 2025 vart det gjort ei endring i Dips Interactor som gjer at man må velje planlagd prøvetidspunkt for prøvar som skal tas eksternt.

Når prøvetaking «Tas eksternt» blir vald:

- Ein kalender vil visast ved sida av overskrifta «Prøvetidspunkt». Trykk på denne.

Etiketter	Skrevet ut	Prøvetidspunkt	Smitte	Tas eksternt
ERY LPK TPK	1	0	dd.mm.åååå	Vet ikke
	1	0	dd.mm.åååå	Vet ikke
	1	0	dd.mm.åååå	Vet ikke

- Prøvetidspunkt vil vere dagens dato som standard. Dersom du ønskjer at prøva skal takast fram i tid, kan du angje ein omtrentleg dato, til dømes siste dag i veka eller siste dag i månaden. Laboratoriet vil oppdatere rekvisisjonen med det faktiske prøvetidspunktet for når prøva er tatt.

Velg ønsket prøvetidspunkt for eksterne prøver: 30.04.2025

Endre Beholder: EDTA lilla kork B- 30.04.2025
CITRAT blå kork P- 30.04.2025
SERUM gel gul kork S- 30.04.2025

SETT PRØVETIDSPUNKT

- Trykk «Sett prøvetidspunkt»

Etiketter	Skrevet ut	Prøvetidspunkt	Smitte	Tas eksternt
1	0	30.04.2025	Vet ikke	
1	0	30.04.2025	Vet ikke	
1	0	30.04.2025	Vet ikke	

- Send rekvisisjonen

NB! Kalenderen blir ikkje vist dersom det berre skal takast eitt prøvetakingsrør.

Gjer då følgjande:

- Trykk i datofeltet og skriv inn dato, eller vel nedoverpil for å opne kalenderen.

Danser, Line - 13.11.1969*00216 - 55 år - Kvinne

Ny bestilling Prøvetaking Pasientens bestillinger Bestillingsoversikt Innstillinger

Skrevet ut: EDTA lilla kork

Prøvetidspunkt: 30.04.2025

april 2025

man	tir	ons	tor	fre	lør	søn
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

- Trykk utanfor datofeltet og send rekvisisjonen og send til sjukehus.

Interactor

Danser, Line - 13.11.1969*00216 - 55 år - Kvinne

Ny bestilling

Prøvetaking

Pasientens bestillinger

Bestillingsoversikt

Innstillinger

Skriv ut etiketter

Etiketter skrives ut når prøver tas eksternt

Klar til prøvetaking (0)

Alle etiketter skrevet ut

Klar til sending eller slutføring (1)

Skriv ut Beholder	Beskrivelse	Prøvemateriale	Labtjenester i	Etiketter	Skrevet ut	Prøvetidspunkt	Smitte	Tas eksternt
☒	EDTA lilla kork	EDTA-blod	HB	1	0	02.05.2025	Vet ikke	☒

Rekvisisjonen er gyldig i 100 dager etter planlagt prøvetidspunkt.

Tilleggsbestilling på rekvisisjonen vil vere mogleg. Merk at antall timar det er mogleg å tilleggsbestille nye analysar blir rekna frå tidspunktet rekvisisjonen vart sendt og ikkje det planlagde prøvetidspunktet.

Interactor

Danser, Line - 13.11.1969*00216 - 55 år - Kvinne

Ny bestilling

Prøvetaking

Pasientens bestillinger

Bestillingsoversikt

Innstillinger

Skriv ut

Skann

Print

Del

Arkiver

Opprett

Slett

Sist modifisert	Beskrivelse	Rekvirent	Planlagt dato	Status	Tilleggsbestilling
11.02.2025 10:50	B-Hemoglobin, B-Hematokritt, B-Erytrocytter, B-Leukocytter, B-Trombocytter, P-Prothrombintid-INR, S-Natrium, S-Kalium, S-Clorid	Terje Sagen		Levert til EPJ	1671
05.02.2025 12:37	B-Hemoglobin, B-Hematokritt, S-Glukose	Terje Sagen		Levert til EPJ	201
05.02.2025 12:36	B-Hemoglobin, B-Hematokritt, B-Erytrocytter, B-Leukocytter, B-Trombocytter, S-Glukose	Terje Sagen		Levert til EPJ	Ikke mulig å ettemekurere