

**Sprøytepumpe Micrel MP ml+ (hastighet i ml per time) til kontinuerlig subkutan infusjon**

Utarbeidet av:

Godkjent av:

Katrín Sigurdardóttir

Dato:

April 2020

OBS Dette skjemaet er et tillegg til rutinen ”Sprøytepumpe Micrel MP mlh+ (hastighet i ml per time) til kontinuerlig subkutan infusjon” og brukes sammen med den.

Der elektronisk kurve brukes, anbefaler vi at det signeres i den ved skifte av sprøyte og på hver vakt.

FØLGENDE KONTROLLERES:➤ **Hver gang det skiftes sprøyte** i pumpen, skal to sykepleiere kontrollere:

- Rett pasient
- At sprøyten har tilsetningslapp hvor følgende fremkommer:
 - medikamenter, styrke og mengde
 - hvem som har laget til og kontrollert medikamentene
 - dato og tidspunkt for tillaging og oppstart
 - navn og fødselsdato på pasient
- Rett sprøytemerke, rett sprøytestørrelse, rett hastighet og oppstart av pumpe
Kontrolleres igjen når pumpen er startet.

➤ **På hver vakt** skal sykepleier med ansvar for pasienten kontrollere:

- At pumpen går
- Rett innstilt sprøytemerke, rett sprøytestørrelse og rett hastighet
- At mengden medikament som er gått inn er i samsvar med tidspunkt for oppstart av pumpen

Sykepleier skal signere på skjemaet.

Dato/ klokkeslett	Skiftet/ kontrollert	Rett innstilling: Sprøytemerke Sprøytestørrelse Hastighet	Skiftet subkutan kanyle og forlengelses- slange	Kontroll/ ml igjen	Signatur/ dobbel signatur