

Prøverøyr som skal nyttas til undersøking av tarmpatogene bakteriar, virus og parasittar




1. Ta ut pensel og prøverøyr frå pakken
2. Dypp pensel i avføring
3. Sett penselen tilbake i røret og knekk av skaftet på kanten av røret. Knekkpunktet er merka med raudt
4. Skru korken godt att
5. Hugs å merke prøverøyret med namn og dato for prøvetaking
6. Prøver som ikkje er merka med namn vert ikkje undersøkt

Prøverøyr til *Helicobacter pylori* og utvida parasittundersøking



1. Skru av korken og ta om lag 5 prøveskeier med avføring opp i prøverøyret
2. Skru korken godt att
3. Hugs å merke prøverøret med namn og dato for prøvetaking
4. Prøver som ikkje er merka med namn vert ikkje undersøkt

Ved bruk av ferdig trykt etikett hugs å føre på dato for prøvetaking.



Merknad til denne versjonen
[Ny etikett](#)